



**RAL 7035**



### Armoire pour produit chimique modèle C.197.120

avec 3 étagères et 1 bac de rétention

Armoires chimiques pour un stockage sécurisé des produits toxiques sur le lieu de travail conformément à la législation.

### Armoire chimique

Parois extérieures en tôle d'acier revêtue de résine époxy.

### Aération

Orifices d'aération dans le bas des portes et un raccord sur le toit de Ø 75 mm

### Portes verouillables

- Dimensions L x P x H (mm) :
  - Extérieur : env. 1200 x 500 x 1970
- Poids : env. 70 Kg

### Etagères

- Hauteur réglable (25 mm)
- Charge répartie admissible par étagère : 30 kg
- Dimensions L x P x H (mm): env. 1190 x 450 x 25
- Bac de rétention au sol (36 L )

### N° article 21428

Armoire chimique en RAL 7035  
avec 3 étagères et 1 bac de rétention

### N° article 7101

étagère supplémentaire

### N° article 7221

Bac PE pour étagère

### N° article 7107

box verouillable