



## Armoire de sécurité combinée résistante au feu 30 min



RAL 7035

RAL 1004

NF EN CE



### N° article F30T.SL/31110+4

Armoire de sécurité combinée en gris

### N° article F30T.SL-G/31110+4

Armoire de sécurité combinée en jaune

### Armoire de sécurité combinée résistante au feu 30 min

Stockage de produits inflammables et corrosifs

#### Avantages

- Socle frontal amovible - manutention par transpalette
- Armoire entièrement résistante au feu
- Maintien de porte intégrés
- Extérieure tôle d'acier, revêtement époxy
- Mise à la terre de série

#### Stockage de produits inflammables et corrosifs

- Armoire de sécurité combinée à 3 compartiments pour le stockage de solvants, d'acides et de bases
- Protection accrue contre la corrosion - mécanisme de fermeture des portes et de sécurité hors de la cellule de stockage
- Sécurité en cas d'incendie - fermeture automatique des portes par déclenchement des thermo-fusibles intégrés
- Raccord Ø 75 pour la connexion d'un système de ventilation (fortement conseillé)
- Dimensions L x P x H (mm)  
1200 x 600 x 1970

#### Partie stockage de produits inflammables

- Equipement : 3 étagère, 1 bac de rétention et 1 caillebotis
- Conforme à la norme NF EN 14470-1
- Bac de rétention au sol de 27 litres

#### Partie stockage acides et bases

- 2 compartiments de stockage indépendants
- Equipement : 4 étagères avec bacs de rétention amovibles de 15 litres en PE
- Revêtement intérieur avec une résistance élevée à la corrosion