

CONGELATEURS VERTICAUX -80°C LABOLOGIC



Les congélateurs -86°C Labologic assurent la conservation des échantillons biologiques en toute sécurité.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Performance Froid

- Descente rapide en température à la mise en service : de +20 à -86°C en moins de 4 h
- Congélateur à deux compresseurs. Peut fonctionner avec un seul compresseur jusqu'à -70°C
- Contrôle de température par microprocesseur
- Température réglable de -10°C à -90°C

Sécurité

- Sa nouvelle technologie à deux compresseurs un seul circuit le rend deux fois plus sécurisant.
- Verrouillage du clavier d'interface par code d'accès
- Alarmes réglables haute et basse température, alarme ouverture de porte et défaut d'alimentation
- Contact sec pour report d'alarme à distance
- Batterie de secours pour signaler une alarme en cas de coupure de courant.



Confort de travail

- Intérieur tout inox
- 4 portillons intérieurs avec 2 aimants de fermeture
- Tour de porte chauffé par gaz chaud pour éviter la formation de glace.
- Panneau de contrôle à hauteur d'yeux
- Etagères réglables
- Passage de câble côté droit
- 4 roulettes pivotantes avec freins
- Poignée ergonomique avec serrure à clé
- Pré-filtre lavable
- Hauteur hors tout 199 cm
- Enregistreur de température à bande en standard



		LA-HL538	LA-HL668	LA-HL758
Volume	L	538	668	758
Capacité Cryoboites 5cm		320	400	480
Dim. Ext. (HxLxP)	mm	1990x940x850	1990x960x1075	1990x1190x960
Dim. Int. (HxLxP)	mm	1345x600x650	1221x820x670	1221x930x670
Poids	kg	320	410	440

Equipement optionnel

- Rack pour cryoboites
- Secours CO₂