

Evaporation intelligente

Standards de sécurité Premium

Confort d'utilisation supérieur

Réduisez votre coût total de possession



Le conduit de vapeur anti-bloquant évite la casse et réduit le coût de maintenance considérablement

Le joint chimiquement résistant permet l'utilisation pendant de nombreuses années et réduit le coût de maintenance jusqu'à 75%

La bride en **PPS chimiquement résistant** réduit la corrosion, la maintenance et le coût des pièces détachées à un minimum

La sécurité du bain coupe le chauffage si la température dépasse la consigne de 5°C et en cas de fonctionnement à sec

Le panneau de commande détachable permet les **manipulations en haute sécurité** depuis l'extérieur des hottes fermées

Un **support métallique** entre le bain marie et l'unité de base **empêche l'instabilité du bain**

Le raccordement électrique IP67 du bain marie **prévient la corrosion et les court-circuits**

L'interrupteur indépendant pour le chauffage **prévient la mise en chauffe** intempestive - le bouton s'allume pour un contrôle visuel

Le bain chauffant jusqu'à 210°C avec poignée de sécurité et bec verseur peut être utilisé avec des ballons de 5 litres

La durée de vie moyenne de 10 ans renforcée par une garantie de 3 années fait de votre achat un investissement pérenne